


- シャフト先端にゆるやかな弯曲を付けています。
(使用例: 椎間孔拡大術、MED法等)



品番	先端部		最大開き幅(mm)	シャフト長(mm)
	幅(mm)	形状		
52-350-01/18	1	上向 / 50°	9	180
52-350-02/18	2	上向 / 50°	9	180
52-350-03/18	3	上向 / 50°	9	180
52-350-01/21	1	上向 / 50°	9	210
52-350-02/21	2	上向 / 50°	9	210
52-350-03/21	3	上向 / 50°	9	210
52-350-04/21	4	上向 / 50°	9	210
52-350-05/21	5	上向 / 50°	9	210
52-350-01/25	1	上向 / 50°	9	250
52-350-02/25	2	上向 / 50°	9	250
52-350-03/25	3	上向 / 50°	9	250
52-350-04/25	4	上向 / 50°	9	250
52-350-05/25	5	上向 / 50°	9	250

製造販売元

OHWA 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。