

- 分離型のケリソパンチです。
使用後、先端部に付着した汚れを洗浄することができます。
- 先端幅3mm以上のものにはイジェクターが付いています。
- 先薄フットプレートを採用しています。



先端形状




イジェクター有



イジェクター無

<分離方法>

ハンドルを握り、先端を閉じた状態でヒンジを倒すと刃を分離することができます。（完全に外すことはできません）



品番	先端部		シャフト長(mm)	備考
	幅(mm)	形状		
UT4844-01-180	1	上向 / 50°	185	
UT4844-02-180	2	上向 / 50°	185	
UT4844-03-180	3	上向 / 50°	185	イジェクター有
UT4844-04-180	4	上向 / 50°	185	イジェクター有
UT4844-01-200	1	上向 / 50°	205	
UT4844-02-200	2	上向 / 50°	205	
UT4844-03-200	3	上向 / 50°	205	イジェクター有
UT4844-04-200	4	上向 / 50°	205	イジェクター有
UT4844-02-230	2	上向 / 50°	235	
UT4844-03-230	3	上向 / 50°	235	イジェクター有
UT4844-04-230	4	上向 / 50°	235	イジェクター有

製造販売元

 **欧和通商株式会社**

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
 大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- ・本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- ・掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。

CA24122729