


■ クイック・フリップの操作でカッピングシャフトが360度回転でき、任意の角度で固定が可能です。



ヒンジ・ロックの操作で、カッピングブレードシャフトを取り外せます。シャフトは分解洗浄可能です。

品番	先端部		シャフト長(mm)	構成内容
	幅(mm)	カッピングアングル		
7375-40	0.6	40度	220	7377-10、7377-80
7375-41	1	40度	220	7377-11、7377-81
7375-42	2	40度	220	7377-12、7377-82
7375-43	3	40度	220	7377-13、7377-83
7375-44	4	40度	220	7377-14、7377-84
7375-90	0.6	90度	220	7377-20、7377-80
7375-91	1	90度	220	7377-21、7377-81
7375-92	2	90度	220	7377-22、7377-82
7375-93	3	90度	220	7377-23、7377-83
7375-94	4	90度	220	7377-24、7377-84

単品供給可能パーツ

オステオパンチ カuttingブレードシャフト



品番	先端部	
	幅(mm)	カutting角度
7377-10	0.6	40度
7377-11	1	40度
7377-12	2	40度
7377-13	3	40度
7377-14	4	40度
7377-20	0.6	90度
7377-21	1	90度
7377-22	2	90度
7377-23	3	90度
7377-24	4	90度

オステオパンチロンジュール ハンドル



品番	対応品番
7377-80	7377-10、7377-20用 (先端幅0.6mm)
7377-81	7377-11、7377-21用 (先端幅1mm)
7377-82	7377-12、7377-22用 (先端幅2mm)
7377-83	7377-13、7377-23用 (先端幅3mm)
7377-84	7377-14、7377-24用 (先端幅4mm)

製造販売元

 欧和通商株式会社

東京営業所 TEL:03(3813)8201 福岡営業所 TEL:092(526)3618
大阪営業所 TEL:06(6304)9305 札幌営業所 TEL:011(708)7725

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

本カタログは、下記記載の弊社 web サイトからもダウンロード可能です。
<http://www.ohwa-tsusho.com>

- 本カタログに掲載されている商品の仕様形状等は、改良等の理由により、予告なしに変更することがあります。
- 掲載されている商品は、予告なしに生産中止・販売中止になることがあります。
- 掲載されている商品の色味は印刷インキ等の関係で、実際の色とは異なって見えることがあります。

CA21081359