

- 最低位：595mm
- 最大耐荷重：360kg
- カーボンプレート耐荷重：130kg
- カーボンプレート長さ：1,400mm
- 偏芯構造によりカーボンプレートは最大 1,280mm までスライドさせることなく撮影が可能



# Positioning



腹臥位  
メイフィールド使用



側臥位  
arcus601、HL カーボン板使用



仰臥位  
手の外科台使用



※ モデル身長：180cm

○部：モータードライブ

腹臥位  
SP カーボン板 (ロング) 使用

左の画像では株式会社イソメディカルシステムズ「脊椎外科用手術フレーム」を使用しております。



下肢牽引



ビーチチェア

販売名	届出番号
電動式手術台 arcus 501	13B1X00167000190
電動式手術台 arcus 601	13B1X00167000191
シーラー・手術台アクセサリ	13B1X00167000145
シーラー・手術台アクセサリ (AXIS 用)	13B1X00167000146
シーラー・手術台アクセサリ (arcus 用)	13B1X00167000192
シーラー・ベースアダプター	13B1X00167000167
ショルダーポジショニングプレート	13B1X00167000247
メイフィールド・ウルトラ 360・ポジショニングシステム (マッケタイプ)	13B1X00167000046
MF2・スカルクランプ	13B1X00167000216
MF2・マッケベース・コンパクト	13B1X00167000215